

平成25年4月3日

株式会社Step・UP

## ガス吸着試験・静置試験結果

\*1Lテドラーバッグにサンプル1gを入れ、200ppmアンモニアガスを充填し、所定時間毎にガス検知管(ガステック社製)により、アンモニア濃度を測定した。

	アンモニア濃度(ppm)				
	初 発	10分後	30分後	60分後	120分後
空試験	190	180	180	170	170
be*quemFTY 20×70生成	190	3.5	2	1.8	1.4
	<b>減少率</b>	<b>98.2%</b>	<b>98.9%</b>	<b>99.1%</b>	<b>99.3%</b>
be*quemFTY 40×70生成	190	6	2.5	1.6	1.2
	<b>減少率</b>	<b>96.8%</b>	<b>98.7%</b>	<b>99.2%</b>	<b>99.4%</b>
be*quemFTY 20×70黒	190	7	1.8	1.4	1.1
	<b>減少率</b>	<b>96.3%</b>	<b>99.1%</b>	<b>99.3%</b>	<b>99.4%</b>
be*quemFTY 40×70黒	190	2	1.6	1	0.9
	<b>減少率</b>	<b>98.9%</b>	<b>99.2%</b>	<b>99.5%</b>	<b>99.5%</b>
レギュラーFTY20x70 晒	190	80	58	57	54
	<b>減少率</b>	<b>57.9%</b>	<b>69.5%</b>	<b>70.0%</b>	<b>71.6%</b>
記載無し(他社消臭FTY)	190	72	68	66	63
	<b>減少率</b>	<b>62.1%</b>	<b>64.2%</b>	<b>65.3%</b>	<b>66.8%</b>